

Ilaria Rossato

Da: PEC Artsanity srl <artsanity@legalmail.it>
Inviato: venerdì 2 settembre 2016 08:08
Oggetto: Osservazioni consultazione mercato gara per la fornitura di Materiale per Ortopedia + presenze alla consultazione
Allegati: Easy Block.pdf

Di seguito osservazioni in oggetto.

LOTTO n. 14

Nella descrizione si parla solamente di stecche laterali ma la stecca posteriore deve essere rigida o modellabile?
Al momento siamo i fornitori delle ginocchiere in uso e vengono fornite con una stecca posteriore a onduline modellabile per la miglior anatomia dell'arto, è confermata?

LOTTO n. 15

Descrizione molto generica, si chiede di specificare se deve immobilizzare la sola caviglia o l'arto inferiore, specificare il materiale e ogni altra informazione utile.
Se possibile avere un immagine del prodotto richiesto.

LOTTO n. 16

Aggiungere DESTRO o SINISTRO

LOTTO n. 17

Per il miglior comfort e traspirazione si propone la composizione in materiale forato

LOTTO n. 18

Si richiede descrizione più dettagliata del prodotto.

Il reggibraccio deve essere antirotatorio o avere una fascia trasversale che immobilizza l'arto?

Nella scorsa gara per il mod. Velpeau avete aggiudicato un semplice reggibraccio a busta e non un immobilizzatore di braccio e spalla.

LOTTO n. 19

Si segnala che attualmente nel mercato non esistono dispositivi con abduzione che vanno da 15° a 45°.

Prego specificare se deve essere con angolazione a 15° oppure a 45°.

Qualora abbiate necessità di entrambi i prodotti è utile creare due lotti ben distinti.

LOTTO n. 21

Il materiale può essere anche non termoplastico e modellabile a freddo?

La nostra azienda è produttrice di una linea di prodotto che, ai sensi dell'art. 68 comma 6 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., ha caratteristiche tecniche equivalenti e svolgono la stessa funzione senza alcun ausilio di vapore o di vasche d'acqua calda.

Questo presidio è stato da noi provato e testato, facendo emergere le seguenti considerazioni:

- presenza specifiche caratteristiche tecniche e qualitative che ne fanno un prodotto particolarmente efficace e sicuro;
- i tutori soddisfano ogni tipo di bloccaggio nel primo intervento e nelle cure post traumatologiche;
- avvolgono l'arto del paziente al fine di ottenere un'immobilizzazione pratica e veloce senza alcun ausilio di vapore o di vasca d'acqua calda;
- non necessita quindi di tempi di asciugatura, malleabile e riaggiustabile in qualunque momento, offre la possibilità di togliere e riapplicare il tutore per qualsiasi esigenza;
- il materiale di cui sono costituite è risultato estremamente traspirante, malleabile e leggero;
- i tutori sono rivestiti in cotone ipoallergenico per un maggior comfort del paziente;
- i tutori se utilizzati direttamente in sala operatoria evitano l'utilizzo di bende gessate e il conseguente inquinamento della sala;
- eventuale disponibile in forma piatta per ridurre lo spazio di deposito.

Si allega catalogo.

Si avvisa alla consultazione del giorno 13/09/2016 saranno presenti:

- Sig. DE FRANCESCHI LUCA
- Sig. PODDA ROBERTO

REGIONE DEL VENETO - PROVINCIA DI TREVISO	
DIREZIONE REGIONALE DEL CONTROLLO E GOVERNO SOR	
Data di arrivo	
Data per l'uso	2 SET. 2016
Prat. n.	330852
Indirizzo (Località)	Pratica (Protocollo)
CRAS	

Si rimane a completa disposizione e con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Artsanity srl

Via della Borsa, 18 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)

Tel. 0039.0423.494209 - Fax 0039.0423.495866

www.artsanity.it - info@artsanity.it

Skype: artsanitysrl
